


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Esrra Pour Wb, Elisa - P11474

Numéro d'article: CM0005304



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ESRRR humain (ERRalpha) pour applications WB et ELISA, avec réactivité croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur le métabolisme énergétique et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ESRRR AcM de lapin
Remarques/Alias	ERR1 ; ERRa ; ESRL1 ; NR3B1 ; ERRalpha ; ESRRR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2101
GeneID	2101
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P11474
Poids protéique	46 kDa
Expédition	Sac de glace