


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Esrra Pour Wb, If/Icc, Elisa - P11474

Numéro d'article: CM0023990



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ESRRR (ERR-alpha) humaine, un récepteur nucléaire impliqué dans le métabolisme énergétique. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ESRRR Rabbit pAb
Remarques / Alias	ERR1 ; ERRa ; ESRL1 ; NR3B1 ; ERRalpha ; ESRRR
Espèce	Humain
GeneID	2101
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 76 de l'ESRRR humaine (NP_004442.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11474
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace