


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Esrrb Pour Wb, Elisa - 095718

Numéro d'article: CM0014741



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ESRRB humain (ERR β), validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte l'ESRRB endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la pluripotence des cellules souches et la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ESRRB Lapin pAb
Remarques/Alias	ERR2; ERRb; ESRL2; NR3B2; DFN35; ERRbeta2; ERR beta-2; ESRRB
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	2103
GenelD	2103
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300-400 de l'ESRRB humain (NP_004443.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095718
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace