

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Esrrg Pour Wb, Elisa - P62508

Numéro d'article: CM0005783



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre l'ESRRG humain (récepteur des œstrogènes gamma), validé pour WB et ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les récepteurs nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ESRRG Lapin mAb
Remarques/Alias	ERR3; ERRg; NR3B3; ERRgamma; ERR-gamma; ESRRG
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2104
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ESRRG humain (P62508).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P62508
Poids moléculaire	51kDa
Expédition	Sac de glace