


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Récepteur Des Œstrogènes Alpha (Phospho S106) Pour Wb, If/Iccif/Icc - P03372

Numéro d'article: CM0001855



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phosphosite ciblant le récepteur des œstrogènes alpha (ESR1) sur la sérine 106. Réagit avec les espèces humaine et souris. Convient pour WB et IF/ICC dans la recherche en biologie du cancer et en endocrinologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-ESRα-S106 Lapin pAb
Remarques/Alias	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; Phospho-ESRα-S106
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2099
GeneID	2099
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P03372
Poids de la protéine	66kDa
Expédition	Sac de glace