


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Récepteur Bêta Aux Estrogènes Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q92731

Numéro d'article: CM0009389



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le récepteur bêta aux estrogènes humain (ESR2), adapté pour WB, IF/ICC, IF-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation hormonale, la biologie des récepteurs nucléaires et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-récepteur bêta aux estrogènes
Remarques/Alias	Erb; ESRB; ODG8; ESTRB; NR3A2; ER-BETA; ESR-BETA
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2100
ID du gène	2100
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-153 du récepteur bêta aux estrogènes humain (NP_001428.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92731
Poids de la protéine	59kDa/54kDa/35kDa/48kDa/42kDa
Expédition	Sachet de glace