


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Récepteur Bêta Des Œstrogènes Pour Wb, Elisa - Q92731

Numéro d'article: CM0030239



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le récepteur bêta des œstrogènes humain (ER-bêta, ESR2). Adapté pour le Western blot et l'ELISA, réactif croisé avec la souris et le rat. Cible le récepteur nucléaire aux hormones impliqué dans la signalisation des œstrogènes dans les tissus reproducteurs et autres. Idéal pour le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-récepteur bêta des œstrogènes
Remarques/Alias	Erb ; ESRB ; ODG8 ; ESTRB ; NR3A2 ; ER-BETA ; ESR-BETA ; Récepteur bêta des œstrogènes
Espèce	Humain
Identifiant du gène	2100
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92731
Poids moléculaire de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace