

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Esyt1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9BSj8

Numéro d'article: CM0017666

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ESYT1 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Cible la synaptotagmine-1 étendue, une protéine d'ancrage entre la membrane du réticulum endoplasmique et la membrane cellulaire, impliquée dans la signalisation calcique et le transport des lipides. Réservé à la recherche.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Spécification                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | ESYT1 pAb de lapin                                                                                                           |
| Remarques/Alias      | MBC2 ; FAM62A ; ESYT1                                                                                                        |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                      |
| ID du gène (humain)  | 23344                                                                                                                        |
| ID du gène           | 23344                                                                                                                        |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90 à 220 d'ESYT1 humain (NP_056107.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Réactivité croisée   | Homme, souris, rat                                                                                                           |
| Swiss-Prot           | Q9BSJ8                                                                                                                       |
| Poids de la protéine | 123 kDa                                                                                                                      |
| Expédition           | Sac réfrigérant                                                                                                              |