

## Anticorps Polyclonal Anti-Etfa Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P13804

Numéro d'article: CM0026840



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la sous-unité alpha de la flavoprotéine de transfert d'électrons humaine (ETFA), validé pour les applications WB, IHC-P, IP et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'oxydation mitochondriale des acides gras et la recherche sur l'acidurie glutarique de type II.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | ETFA Rabbit pAb                                                                                                                                      |
| Remarques / Alias    | EMA; GA2; MADD; ETFA                                                                                                                                 |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                               |
| ID du gène (Humain)  | 2108                                                                                                                                                 |
| ID du gène           | 2108                                                                                                                                                 |
| Immunogène           | Protéine recombinante   Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-333 de l'ETFA humain (NP_000117.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                |
| Application          | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                                                                 |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                  |
| SWISS                | P13804                                                                                                                                               |
| Poids de la protéine | 35 kDa                                                                                                                                               |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                         |