

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Etfa Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P13804

Numéro d'article: CM0010918



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre ETFA, adapté pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Cible la flavoprotéine de transfert d'électrons mitochondriale, essentielle pour l'oxydation des acides gras et associée à l'acidémie glutarique de type II.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ETFA Rabbit mAb
Remarques / Alias	EMA; GA2; MADD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2108
GeneID	2108
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-333 de l'ETFA humain (NP_000117.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13804
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace