

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Etfa [Validé Par Ko] - P13804

Numéro d'article: CM0023696



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ETFA, validé par invalidation génique (knockout). Convient pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'ETFA humain, murin, de rat. Idéal pour la recherche sur l'oxydation mitochondriale des acides gras et le métabolisme des acides aminés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé par KO] ETFA pAb de Lapin
Remarques/Alias	EMA ; GA2 ; MADD ; FA
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2108
GeneID	2108
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-333 de l'ETFA humain (NP_000117.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13804
Poids Moléculaire Protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace