

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Etfb Pour Wb, If/Icc, Elisa - P38117

Numéro d'article: CM0022550



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ETFB validé pour WB, IF/ICC et ELISA, avec une réactivité chez l'être humain, la souris et le rat. Idéal pour les recherches sur le transfert mitochondrial d'électrons, l'oxydation des acides gras et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ETFB pAb de lapin
Remarques/Alias	MADD; FP585; ETFB
Espèce	Humaine
GeneID	2109
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-230 de l'ETFB humain (NP_001976.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P38117
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace