

Anticorps Monoclonal Anti-Etfdh Pour Wb, If, Ihc, Elisa - Q16134

Numéro d'article: CM0011513

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé contre l'ETFDH humain (MADD, ETFQO), adapté pour le WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P et l'ELISA. Détecte la protéine ETFDH humaine, murine et de rat, une enzyme clé du transport d'électrons mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] Anticorps monoclonal de lapin anti-ETFDH
Remarques/Alias	MADD ; ETFQO
Espèce	Humain
GeneID	2110
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 480-617 de l'ETFDH humain (NP_004444.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16134
Poids moléculaire protéique	68 kDa
Expédition	Sac de glace