

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Etfdh Pour Wb Et Elisa - Q16134

Numéro d'article: CM0030515

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ETFDH humain (électron transfer flavoprotein-ubiquinone oxidoreductase), validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte les protéines humaines, murines et de rat. Usage recherche dans les études du métabolisme des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-ETFDH
Remarques/Alias	MADD ; ETFQO ; ETFDH
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2110
Identifiant du gène	2110
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 318-617 de l'ETFDH humain (NP_004444.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16134
Poids protéique	68 kDa
Expédition	Sac de glace