


Anticorps Polyclonal Anti-Ethe1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 095571

Numéro d'article: CM0013427



Introduction

ETHE1 pAb de lapin détecte l'ETHE1 humain, murin et de rat. Adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. ETHE1 est une persulfide dioxygénase mitochondriale essentielle au catabolisme du sulfure d'hydrogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ETHE1 pAb de lapin
Remarques/Alias	HSCO; YF13H12; ETHE1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23474
GeneID	23474
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 8-245 de l'ETHE1 humain (NP_055112.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095571
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac isotherme