


Anticorps Polyclonal Anti-Ets1 Pour Wb, If-P, Elisa - P14921

Numéro d'article: CM0015130



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le facteur de transcription humain ETS1, validé pour WB, IF-P et ELISA, réactif avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la différenciation lymphoïde, de l'angiogenèse et de la régulation des cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ETS1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	p54; ETS-1; EWSR2; c-ets-1; ETS1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2113
GeneID	2113
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 342-441 de l'ETS1 humain (NP_005229.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14921
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace