


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ets1 Pour Wb Et Elisa - P14921

Numéro d'article: CM0003657



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant ETS1 humain (p54), validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour les études sur les facteurs de transcription, la différenciation des cellules lymphoïdes et la recherche sur l'angiogenèse. Référence : P14921.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ETS1 mAb Lapin
Remarques/Alias	p54; ETS-1; EWSR2; c-ets-1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2113
GeneID	2113
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ETS1 humain (P14921).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P14921
Poids Protéique	50kDa
Expédition	Sac de glace