

Anticorps Polyclonal Anti-Ets2 Pour Wb, Elisa - P15036

Numéro d'article: CM0020622



Introduction

ETS2 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal produit chez le lapin contre un peptide interne de l'ETS2 humain. Validé pour WB et ELISA, il présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ETS2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ETS2IT1; ETS2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2114
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 300 à 400 de l'ETS2 humain (NP_005230.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P15036
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace