

Anticorps Polyclonal Anti-Ets2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P15036

Numéro d'article: CM0030212



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ETS2 humain, adapté pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la régulation de la transcription et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ETS2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ETS2IT1; ETS2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	2114
GenelD	2114
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 76-170 de l'ETS2 humain (NP_005230.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15036
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace