

Anticorps Monoclonal Anti-Etv1 Pour Wb, Ip, Elisa, Chip - P50549

Numéro d'article: CM0005177



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ETV1 humain (ER81), validé pour WB, IP, ELISA et ChIP. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur les facteurs de transcription et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validated] ETV1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	ER81
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2115
GeneID	2115
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ETV1 humain (NP_004947.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50549
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace