


Anticorps Polyclonal Anti-Etv1 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50549

Numéro d'article: CM0013512



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ETV1 validé pour IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient à l'étude de la régulation transcriptionnelle d'ETV1, de la neurodifférenciation et de la biologie des cancers.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ETV1 pAb de lapin
Remarques/Alias	ER81 ; ETV1
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (humain)	2115
Identifiant du gène	2115
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80 à 300 de l'ETV1 humain (NP_004947.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P50549
Poids moléculaire	55 kDa
Expédition	Avec poche de glace