

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Etv1/Er81 Pour Wb Et Elisa - P50549

Numéro d'article: CM0025109



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de l'ETV1/ER81 humain. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté pour l'étude de la transcription, la différenciation neuronale et l'oncogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ETV1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ER81 ; ETV1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (humain)	2115
Identifiant de gène	2115
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 200 de l'ETV1 humain (NP_004947.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50549
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace