

Anticorps Polyclonal Anti-Etv4 Pour Wb Et Elisa - P43268

Numéro d'article: CM0013898



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CamelBio dirigé contre l'ETV4 humain (E1AF/PEA3) pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la transcription et la neurogenèse, soutenant la recherche sur la différenciation des motoneurones et des kératinocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ETV4 Lapin pAb
Remarques/Alias	E1AF; PEA3; E1A-F; PEAS3; ETV4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2118
GeneID	2118
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 79-178 de l'ETV4 humain (NP_001977.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P43268
Poids Protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace