

Anticorps Polyclonal Anti-Etv5 Pour Wb Et Elisa - P41161

Numéro d'article: CM0022628



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ETV5 pour des applications en WB et ELISA. Reconnaît la protéine ETV5/ERM humaine, de souris et de rat (58 kDa), un facteur de transcription liant l'ADN impliqué dans la régulation génique. Convient à un usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-ETV5
Remarques/Alias	ERM ; ETV5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2119
GeneID	2119
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-510 de l'ETV5 humain (P41161).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41161
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace