


Anticorps Polyclonal Anti-Etv7 Pour Wb, Elisa - Q9Y603

Numéro d'article: CM0026032



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-ETV7 est conçu pour la détection de l'ETV7 humain en WB et ELISA. Validé pour la recherche, il cible le facteur de transcription ETV7 impliqué dans la régulation des gènes hématopoïétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ETV7 Lapin pAb
Remarques/Alias	TEL2; TELB; TEL-2; ETV7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51513
GeneID	51513
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de l'ETV7 humaine (NP_057219.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y603
Poids moléculaire	39kDa
Expédition	Sac de glace