

Anticorps Polyclonal Anti-Eva1A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H8M9

Numéro d'article: CM0027882

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'EVA1A (FAM176A/TMEM166) humain pour WB, IHC-P, ELISA. Il régule l'autophagie et l'apoptose. Réagit avec l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EVA1A pAb de lapin
Remarques/Alias	FAM176A; TMEM166; EVA1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84141
GeneID	84141
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-152 de l'EVA1A humain (NP_115557.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H8M9
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace