

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Exoc2 Pour Wb, Elisa - Q96Kp1

Numéro d'article: CM0007095

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant ciblant l'EXOC2 humain (composant 2 du complexe exocyste, Sec5). Validé pour WB et ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'exocytose et du trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EXOC2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	SEC5; Sec5p; SEC5L1; NEDFACH; EXOC2
Espèce	Humain
Gene ID (Humain)	55770
Gene ID	55770
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96KP1
Poids de la protéine	104 kDa
Expédition	Sac de glace