

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Exoc2 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q96Kp1

Numéro d'article: CM0023926

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant EXOC2/Sec5, validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour les études sur le complexe exocystique et le trafic vésiculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EXOC2 pAb de Lapin
Remarques/Alias	SEC5 ; Sec5p ; SEC5L1 ; NEDFACH ; EXOC2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	55770
GenelD	55770
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96KP1
Poids Moléculaire Protéique	104 kDa
Expédition	Sac de glace