

Anticorps Monoclonal Anti-Exoc3 Pour Wb, Elisa - O60645

Numéro d'article: CM0003251

Introduction

EXOC3 Rabbit mAb (O60645) est un anticorps monoclonal validé pour WB, ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Étudiez l'ancrage des vésicules et la sécrétion médiés par le complexe exocyste dans le transport cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EXOC3 Rabbit mAb
Remarques / Alias	SEC6; Sec6p; SEC6L1; EXOC3
Espèce	Humain
GeneID	11336 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 650-745 de l'EXOC3 humain (O60645)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60645
Poids de la protéine	86kDa
Expédition	Sac de glace