

Anticorps Polyclonal Anti-Exoc3 Pour Wb, Elisa - 060645

Numéro d'article: CM0027682

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant EXOC3 humain (Sec6), un composant du complexe de l'exocyste. Convient pour les applications de Western blot et ELISA dans la recherche sur l'exocytose et la biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EXOC3 Lapin pAb
Remarques/Alias	SEC6; Sec6p; SEC6L1; EXOC3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	11336
ID de Gène	11336
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 396-745 de l'EXOC3 humain (NP_009208.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O60645
Poids Protéique	86kDa
Expédition	Sac de glace