

Anticorps Polyclonal Anti-Exoc4 Pour Wb Et Elisa - Q96A65

Numéro d'article: CM0013048



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-EXOC4 validé pour le Western blot et l'ELISA. Cible le composant Sec8 du complexe de l'exocyste chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'exocytose et le transport des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EXOC4 Lapin pAb
Remarques/Alias	SEC8; Sec8p; SEC8L1; EXOC4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	60412
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de l'EXOC4 humain (NP_068579.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96A65
Poids moléculaire	110kDa
Expédition	Sac de glace