

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Exoc5 Pour Wb Et Elisa - O00471

Numéro d'article: CM0029421

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible l'EXOC5 humain, un composant clé du complexe exocyste. Il est validé pour le WB et l'ELISA et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat, ce qui le rend adapté à l'étude de l'amarrage et de la sécrétion des vésicules exocytiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EXOC5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SEC10, HSEC10, SEC10P, PRO1912, SEC10L1, EXOC5
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10640
ID du gène	10640
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 340-610 de l'EXOC5 humain (NP_006535.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00471
Poids moléculaire de la protéine	82 kDa
Expédition	Sac de glace