

Anticorps Polyclonal Anti-Exosc1 Pour Wb Et Elisa - Q9Y3B2

Numéro d'article: CM0013809



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin EXOSC1 (Q9Y3B2) pour WB et ELISA détecte le composant CSL4 de l'exosome humain, une sous-unité non catalytique du complexe exosome d'ARN impliqué dans le traitement et la dégradation de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin EXOSC1
Remarques/Alias	p13 ; CSL4 ; SKI4 ; Csl4p ; PCH1F ; Ski4p ; CGI-108 ; EXOSC1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	51013
ID du gène	51013
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-195 de l'EXOSC1 humain (NP_057130.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y3B2
Poids protéique	21 kDa
Expédition	Sac de glace