


Anticorps Polyclonal Anti-Exosc10 Pour Wb Et Elisa - Q01780

Numéro d'article: CM0023895



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'EXOSC10 humain, validé pour WB et ELISA. Cible le composant de l'exosome d'ARN impliqué dans le traitement de l'ARN, la réparation de l'ADN et la fonction des cellules immunitaires. Réagit avec l'humain, la souris, le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EXOSC10 Lapin pAb
Remarques/Alias	p2 ; p3 ; p4 ; RRP6 ; PMSCL ; Rrp6p ; PM-Scl ; PMSCL2 ; PM/Scl-100 ; EXOSC10
Espèce	Humain
GeneID	5394
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 586-885 de l'EXOSC10 humain (NP_001001998.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01780
Poids protéique	101 kDa
Expédition	Sac de glace