

Anticorps Polyclonal Anti-Exosc2 Pour Wb, If/Cc, Elisa - Q13868

Numéro d'article: CM0014200



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'EXOSC2 humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible un composant du complexe exosome impliqué dans le traitement et la dégradation des ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EXOSC2 pAb de lapin
Remarques/Alias	p7; RRP4; SHRF; Rrp4p; hRrp4p; EXOSC2
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	23404
GeneID	23404
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13868
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant