

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Exosc3 Pour Wb, Elisa - Q9Nqt5

Numéro d'article: CM0013923



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant EXOSC3 (RRP40/p10), un composant central de l'exosome d'ARN. Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée dans les échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	EXOSC3 Lapin pAb
Remarques/Alias	p10 ; PCH1B ; RRP40 ; Rrp40p ; CGI-102 ; hRrp-40 ; bA3J10.7 ; EXOSC3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51010
GeneID	51010
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-275 de l'EXOSC3 humain (NP_057126.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NQT5
Poids Moléculaire Protéique	30 kDa
Expédition	Sac de glace