

Anticorps Monoclonal Anti-Exosc7 Pour Wb, Elisa - Q15024

Numéro d'article: CM0003207



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'EXOSC7 humain (Q15024), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Détecte l'EXOSC7 humain et murin, une sous-unité non catalytique du complexe de l'exosome à ARN. Idéal pour la recherche sur le traitement et la dégradation des ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EXOSC7 mAb de lapin
Remarques/Alias	p8 ; EAP1 ; RRP42 ; Rrp42p ; hRrp42p ; EXOSC7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23016
GeneID	23016
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de l'EXOSC7 humain (Q15024))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15024
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sachet de glace