

Anticorps Polyclonal Anti-Exosc7 Pour Wb, Elisa - Q15024

Numéro d'article: CM0027695



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'EXOSC7 humain (RRP42), pour les applications WB et ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat. La cible est un composant non catalytique du complexe exosome à ARN, impliqué dans le traitement et la dégradation des ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EXOSC7 pAb de lapin
Remarques / Alias	p8; EAP1; RRP42; Rrp42p; hRrp42p; EXOSC7
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	23016
Identifiant de gène	23016
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 291 de l'EXOSC7 humain (NP_055819.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15024
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace