

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Exosc8 Pour Wb, Elisa - Q96B26

Numéro d'article: CM0030470



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-EXOSC8 validé pour WB et ELISA. Cible la composante d'exosome RRP43, impliquée dans le traitement et la dégradation de l'ARN. Idéal pour la recherche sur échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EXOSC8 Rabbit pAb
Remarques / Alias	p9; CIP3; EAP2; OIP2; PCH1C; RRP43; Rrp43p; bA421P11.3; EXOSC8
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	11340
ID du gène	11340
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-276 de l'EXOSC8 humain (NP_852480.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96B26
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac isotherme