

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Exportine 2 (Xpo2) Pour Wb Et Elisa - P55060

Numéro d'article: CM0002332

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre l'Exportine 2 (XPO2/CSE1L), adapté aux applications Western blot et ELISA. Cet anticorps détecte la protéine Exportine 2 humaine et murine (110 kDa) et constitue un outil essentiel pour l'étude des mécanismes de transport nucléocytoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	Exportine 2 (XPO2) Lapin mAb
Remarques/Alias	CAS; CSE1; XPO2; Exportine 2 (XPO2)
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1434
ID du gène	1434
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence d'acides aminés 872-971 de l'Exportine 2 humaine (XPO2) (P55060)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P55060
Poids de la protéine	110 kDa
Expédition	Sac de glace