

Anticorps Polyclonal Anti-Exportine 5 (Xpo5) Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Hav4

Numéro d'article: CM0028394



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Exportine 5 (XPO5), adapté pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Validé chez l'homme, la souris et le rat. 136 kDa, immunogène acides aminés 925-1204. Joue un rôle essentiel dans l'export nucléaire des miARN et des ARNdb.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Exportin 5 (XPO5) pAb de lapin
Remarques / Alias	exp5; Exportin 5 (XPO5)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	57510
GeneID	57510
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 925-1204 de l'Exportine 5 humaine (NP_065801.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réaction croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q9HAV4
Poids de la protéine	136 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant