

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Exportin 5 (Xpo5) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hav4

Numéro d'article: CM0011658



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'Exportin 5 humaine (XPO5). Validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA, avec réaction croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'export nucléaire et de la biologie des miARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb de lapin anti-Exportin 5 (XPO5)
Remarques/Alias	exp5 ; Exportin 5 (XPO5)
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	57510
GenelD	57510
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 200 de l'Exportin 5 humaine (XPO5) (Q9HAV4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9HAV4
Poids moléculaire	136 kDa
Expédition	Sac réfrigérant