

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Exportine-6 (Xpo6) Pour Wb Et Elisa - Q96Qu8

Numéro d'article: CM0015690

Introduction

XPO6 Rabbit pAb détecte l'Exportine-6 dans des échantillons humains et de souris par WB et ELISA. Idéal pour les études sur le transport nucléaire et la dynamique de l'actine. Anticorps polyclonal produit contre un fragment recombinant d'XPO6 humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	XPO6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	EXP6; RANBP20; XPO6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23214
GeneID	23214
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 290-530 de XPO6 humain (NP_055986.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96QU8
Poids de la protéine	129 kDa
Expédition	Sac de glace