

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ext1 Pour Wb, Elisa - Q16394

Numéro d'article: CM0021585



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'exostosine-1 (EXT1) humaine, validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec le rat. Idéal pour l'étude de la biosynthèse du sulfate d'héparane et des exostoses multiples héréditaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EXT1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	EXT; LGS; TTV; LGCR; TRPS2; EXT1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2131
ID du gène	2131
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 300 et 400 de l'EXT1 humain (NP_000118.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q16394
Poids de la protéine	86kDa
Expédition	Sac de glace