

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ext1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16394

Numéro d'article: CM0020396



Introduction

Anticorps polyclonal (pAb) de lapin contre EXT1 pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris, le rat. Cible l'exostosine-1, une sous-unité co-polymérase d'héparane sulfate essentielle pour l'élongation des glycanes et l'homéostasie de la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre EXT1
Remarques / Alias	EXT; LGS; TTV; LGCR; TRPS2; EXT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2131
GeneID	2131
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 467 et 746 de l'EXT1 humain (NP_000118.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16394
Poids de la protéine	86 kDa
Expédition	Sachet de glace