

## Anticorps Polyclonal Anti-Ext2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q93063

Numéro d'article: CM0022382



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EXT2 humain (exostosine-2), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse des HS et les exostoses multiples.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | EXT2 Lapin pAb                                                                                                               |
| Remarques/Alias      | SOTV; SSMS; EXT2                                                                                                             |
| Espèce               | Humain                                                                                                                       |
| ID de gène           | 2132                                                                                                                         |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-340 de l'EXT2 humain (NP_000392.3) |
| Source               | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                          |
| SWISS                | Q93063                                                                                                                       |
| Poids de la protéine | 82kDa                                                                                                                        |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                 |