

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eya1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q99502

Numéro d'article: CM0030530

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant EYA1, un coactivateur transcriptionnel et phosphatase impliqué dans la réparation de l'ADN et l'organogenèse. Validé pour WB, IHC-P, ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-EYA1
Remarques/Alias	BOP ; BOR ; BOS1 ; OFC1 ; EYA1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2138
ID du gène	2138
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200-300 de l'EYA1 humain (NP_000494.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99502
Poids protéique	65 kDa
Expédition	Sac de glace