


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eya3 Pour Wb Et Elisa - Q99504

Numéro d'article: CM0030518



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-EYA3 validé pour WB et ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la protéine phosphatase EYA3, un régulateur clé dans la réparation de l'ADN et la transcription. Convient à un usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin EYA3
Remarques/Alias	EYA3
Espèce	Humain
GenelD (humain)	2140
GenelD	2140
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de l'EYA3 humain (NP_001981.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99504
Poids protéique	63kDa
Expédition	Sac de glace