


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eya3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99504

Numéro d'article: CM0017712



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin à haute spécificité ciblant la EYA3 phosphatase humaine (UniProt Q99504). Validé pour Western blot, immunofluorescence/immunocytochimie et ELISA. Réactivité croisée confirmée avec le rat. Idéal pour l'étude de la réparation des dommages à l'ADN, de la régulation transcriptionnelle et des voies de biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EYA3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	EYA3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2140
Identifiant du gène	2140
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 300 de la EYA3 humaine (NP_001981.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q99504
Poids de la protéine	63kDa
Expédition	Sachet isotherme