

Anticorps Polyclonal Anti-Ezh1 Pour Wb Et Elisa - Q92800

Numéro d'article: CM0028250



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin EZH1 validé pour WB et ELISA, détectant l'EZH1 humain, souris et rat. Cet anticorps cible une histone méthyltransférase critique pour la répression transcriptionnelle et le maintien des cellules souches embryonnaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EZH1 Lapin pAb
Remarques/Alias	KMT6B; EZH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2145
GeneID	2145
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160-280 de l'EZH1 humain (NP_001982.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92800
Poids Protéique	85kDa
Expédition	Sac de glace